

H1650 MASAÜSTÜ YÜKSEK HIZLI SANTRİFÜJ

- ◆ Mikroişlemci kontrol, DC kömürsüz frekans dönüştürücü motor.
- ◆ Dokunmatik panel, LCD ekran.
- ◆ Güvenli işlem için elektronik kapak kilidi ve paslanmaz çekik hazne.
- ◆ Programlanabilir ve en az on programı hafızaya alabilir.
- ◆ RCF değeri otomatik olarak hesaplanabilir.
- ◆ Çok amaçlı başlık çeşitleriyle elverişli kullanıma uygun.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	H1650
Maks. Hız	16500rpm
Maks. RCF	18930xg
Maks. Kapasite	12x10ml
Hız Hassasiyeti	±50rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	1min to 99min59s
Gürültü	≤65dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V±22V 50/60Hz 5A
Toplam Güç	400w
Ölçü (W x D x H)	325x420x325mm
Paketleme Ölçüsü (W x D x H)	385x640x330mm
Net Ağırlık	20kg



Kapasite: 12x1.5/2.2ml
Maks. Hız: 16500rpm
Maks. RCF: 18930xg



Kapasite: 12x5ml
Maks. Hız: 13500rpm
Maks. RCF: 12835xg



Kapasite: 24x1.5/2.2ml
Maks. Hız: 13500rpm
Maks. RCF: 16280xg




Kapasite: 48x0.5ml
Maks. Hız: 13500rpm
Maks. RCF: 13810xg



Kapasite: 12x10ml
Maks. Hız: 12300rpm
Maks. RCF: 15550xg



Kapasite: 4x10ml
Maks. Hız: 6000rpm
Maks. RCF: 3200xg



Kapasite: 2x2x48 kuyulu
Maks. Hız: 3000rpm
Maks. RCF: 1400xg

